

BF 700 Diagnosewaage

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage

Mit *Bluetooth*®Smart Technologie (4.0) - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick

Inklusive App zum Download

Automatische Datenübermittlung innerhalb der *Bluetooth*®-Reichweite nach Öffnen der App

Schwarzes LCD-Display mit weißer Beleuchtung der Ziffern
Zifferngröße: 23 mm

Mit Anzeige von 3 Initialen des Benutzers

Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige AMR/BMR und BMI

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser, Muskelanteil
- 100 g für Gewicht, Knochenmasse

5 Aktivitätsgrade

Tragkraft: 180 kg

8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung

Abschaltautomatik

Einschalttechnik: Quick Start

Umstellung von kg, lb, st

Überlastungsanzeige

Produktmaße: 30 x 30 x 2,3 cm

Produktgewicht: ca. 2040 g

Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 74834 0

Art.-Nr.: 748.34



BF 700 Diagnostic scale

Innovative networking between smartphone and scale

With *Bluetooth*®Smart technology - keep track of your measurements and body data at home and on the move

Inklusive App for downloading

Automatically data transfer within the *Bluetooth*® range if the app is open

Black LCD display with white illuminated digits
Digit size: 23 mm

Displays 3 initials of the user

Electrodes made of brushed stainless steel

Display of body weight, body fat, body water, muscle ratio, bone mass, AMR/BMR and BMI

Division:

- 0,1% body fat, body water, muscle ratio
- 100 g for body weight, bone mass

5 levels of activity

Capacity: 180 kg

8 user memories with automatic user recognition

Automatic switch off

Quickstart

Change over to kg/lb/st

Overload indication

Product measurements: 30 x 30 x 2.3 cm

Product weight: approx. 2040 g

3 x 1.5V AAA batteries included

5 year guarantee


Sales unit: 3 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 74834 0

Item no.: 748.34



Kinderleichte Inbetriebnahme BF 700 Easy commissioning BF 700



Batterien einlegen (3xAAA, 1,5V)
Insert batteries (3 x AAA, 1.5V)




Bluetooth in den Einstellungen
des Smartphones aktivieren
Activate Bluetooth in the
smartphone settings



„Beurer HealthManager“ aus dem
App Store + Google Play installieren
Install “Beurer HealthManager” from
the App Store + Google Play



App starten und den
Anweisungen folgen
Start the app and follow
the instructions



BF 700 in App auswählen
Select BF 700 in the app



Nach Aufforderung der App
die Benutzerzuordnung durchführen
Assign the user when requested
to do so by the app



TÜV-zertifizierte Datensicherheit
TÜV-certificated data security

* geprüfte Online-Applikation Beurer HealthManager Cloud
* audited online application Beurer HealthManager cloud



Übertragung per
Bluetooth® Smart Technologie
Transfer using
Bluetooth® Smart Technologie



Liste der unterstützten
Smartphones
List of supported
smartphones